

Nanex™ multiSert+™

Хирургия катаракты с микроразрезом

Nanex™ multiSert+™

Название модели	NY1-SP	NC1-SP
Конструкция оптики	Асферический дизайн с прямоугольным, тонким краем оптики	
Материал оптики и гаптки	Гидрофобный акрил с УФ-фильтром и фильтром части синего спектра	Гидрофобный акрил с УФ-фильтром
Конструкция гаптки	С-образная петля с углом наклона 5°	
Размеры (Оптика/Общий)	6.0 мм / 13.0 мм	
Диоптрийный ряд	+6.00 to +30.00 D (с шагом 0.50 D)	
Номинальная А-константа*	119.2	
Инжектор	multiSert+™ предустановленный	
Диаметр носика инжектора	1.62 мм	
Размер разреза	1.8 мм	
Оптимизированные константы†	Haigis a0 = -0.2676 a1 = 0.2382 a2 = 0.1993 Hoffer Q pACD = 5.715 Holladay 1 SF = 1.904 SRK/T A = 119.112	

* Вышеуказанная А-константа несет исключительно рекомендательный характер и используется для расчета диоптрийной силы ИОЛ. При расчете точной оптической силы хрусталика рекомендуется проводить расчеты индивидуально, исходя из используемого оборудования и собственного опыта оперирующего хирурга.

† Вышеуказанные оптимизированные константы для расчета оптической силы интраокулярной линзы опубликованы компанией IOLCon на своем сайте: <https://iolcon.org> и рассчитаны на основе 211 клинических результатов для Nanex™ multiSert+™ модель NY1-SP/NC1-SP по состоянию на 09 сентября 2021. Эти константы основаны на фактических хирургических данных и представлены компанией IOLCon в качестве отправной точки для индивидуальной оптимизации констант.

Информация, доступная на веб-сайте, основана на данных, полученных от других пользователей, а не от HOYA Surgical Optics ("HSO"). Поэтому HSO не гарантирует правильность, полноту и актуальность содержания указанного сайта.



multiSert+™



Предустановленная ИОЛ Nanex™



Nanex™ multiSert+™ - уникальный инжектор «4-в-1» обеспечивает контролируемый результат введения ИОЛ



РУ №РЗН 2023/19554 от 10.02.2023 г. Содержащаяся информация предназначена для медицинских работников. Полный перечень показаний и противопоказаний приведен в инструкции по применению. Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в результате продолжающейся технической разработки. HOYA, Nanex and multiSert+ являются товарными знаками корпорации HOYA Corporation и/или ее филиалов. ©2023 HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. Все права защищены. HOYA Medical Singapore Pte. Ltd | 455A Jalan Ahmad Ibrahim | Singapore 639939

Singularly Focused. Globally Powered.™

HOYA
SURGICAL OPTICS



Эксперт в поставке материалов для офтальмологии. Проверен временем.
Дистрибьютор ООО «Серджикс»
info@surgix.ru | www.surgix.ru | +7 (495) 543 74 73

Surgix
ophthalmic surgical products