

Универсальное дренажное средство для хирургии глаукомы

Актуальность: Ведущей причиной неэффективности антиглаукомных операций (АГО), повышения ВГД в послеоперационном периоде является раннее, избыточное рубцевание в зоне вмешательства.

Действие: Для противодействия быстрому заживлению очень важно контролировать (своевременно купировать) воспалительные реакции, вызванные операцией.

Решение: HEALflow - это биополимер ГК (гиалуроновой кислоты), подвергнутый кросслинkinгу, предназначенный для введения под склеральный лоскут и под конъюнктиву для уменьшения послеоперационного воспаления. Он действует в течение нескольких недель, постепенно полностью рассасываясь. Препарат препятствует образованию сращений склеры, конъюнктивы, стабилизируя вновь созданные АГО пути оттока камерной влаги.

- Уменьшая воспалительную реакцию, влияет на процессы регенерации тканей, предотвращает раннее, избыточное рубцевание в зоне АГО.
- Может быть заменой применения антиметаболитов, таких как MMC (Mitomycin-C) или 5 FU (5-fluorouracil).
- Может использоваться как автономное средство, так и сочетаться с другими дренажными устройствами.
- Обеспечивает долговременное сохранение фильтрационной подушки
- Крайне прост в использовании и не требует специального обучения для применения.
- HEALflow повышает, стабилизирует результаты хирургии глаукомы, снижает вероятность повторных вмешательств.

